

トータルHipサポーター

製品画像



股関節の手術に携わられる方へ。

◆ウエストから患部にかけて編地を変えた3段階(強・中・弱)の圧力を設定しています。◆腰の位置に尿道カテーテル用の開口部があるので、リハビリの邪魔にもなりません。◆術後の患部に強めの圧力を加えることで圧迫し、さらに股関節を動きやすくしリハビリをサポートします。

製品仕様

注文コード・品番・仕様・その他仕様・入数・標準価格

注文コード ※取扱状況	品番 JANコード	規格 / サイズ / カラー / 容量 / 重さ	その他仕様	入数	標準価格 (税抜)
V03-000-01 ※販売中	90H11500H 4550269599839	M/(ウエスト)68～78cm			¥3,000
V03-000-02 ※販売中	90H11501H 4550269599846	L/(ウエスト)78～88cm			¥3,000
V03-000-03 ※販売中	90H11502H 4550269599853	LL/(ウエスト)88～100cm			¥3,000
V03-000-04 ※販売中	90H11503H 4550269599860	3L/(ウエスト)100～112cm			¥3,000
V03-000-05 ※販売中	90H11504H 4550269599877	4L/(ウエスト)112～124cm			¥3,000